

Sonation GmbH

for a silent lab.

Ölwechsel

schnell - einfach - sauber



www.sonation.de

Sonation GmbH

for a silent lab.



Ölwechsel

schnell - einfach - sauber

Das Sonation **Ölwechsel-Kit** ersetzt den Ölablassstopfen der Pumpe mit einem komfortablen Ablassadapter mit **Kugelhahn**. Mit einem Handgriff lässt sich das komplette Öl in die mitgelieferte **flache Ölauffangwanne** komplett ablassen, ohne dass die Pumpe bewegt werden muss. Somit ist jeder Ölwechsel eine saubere und einfache Angelegenheit.

Ölwechsel-Kit (OC-Std)

- 1 komfort Ablassadapter mit Kugelhahn
- 1 weißer Ölwechsel-Schlauch
- 1 flache Ölauffangwanne

Ölwechsel-Kit für die OrbiTrap® (OC-Orbi)

- 2 komfort Ablassadapter mit Kugelhahn
- 2 weiße Ölwechsel-Schläuche
- 1 flache Ölauffangwanne

www.sonation.de